

Příloha Laboratorní příručky č.3:

Doporučené odběrové systémy pro odběr biologického materiálu
Oddělení laboratorní imunologie, Ústav klinické imunologie a alergologie
k 1. 7. 2025

Odběry krve na imunologická vyšetření pomocí odběrového systému Sarstedt				
Typ vyšetření	Materiál	Objem odebírané krve	Objednací číslo Obsah zkumavky	Barevné označení
Vyšetření subpopulací lymfocytů Stanovení HLA B27	nesrážlivá krev	2,7 ml	05.1167 EDTA	červená
		výjimečně u dětí 1,2ml	06.1664.001 EDTA	
BURST test	nesrážlivá krev	2,7 ml	05.1553 Lithium Heparin	oranžová
Stanovení myeloperoxidázy	nesrážlivá krev	2,7 ml	05.1167 EDTA	červená
Test aktivace basofilů (BAT)* Proliferační testy lymfocytů*	nesrážlivá krev	2,7 ml	05.1553 Lithium Heparin	oranžová
Serologické imunologické vyšetření (více než 8 metod) Specifické IgE (více než 8 alergenů)	srážlivá krev	7,5 ml	01.1602 aktivátor srážení gel	hnědá
Serologické imunologické vyšetření (méně než 8 metod) Specifické IgE (méně než 8 alergenů) Kryoglobulin Eosinofilní kationický protein (ECP) Tryptáza DAO, HDT	srážlivá krev	4,9 ml	04.1935 aktivátor srážení gel	hnědá
Klasická cesta aktivace komplementu Alternativní cesta aktivace komplementu Lektinová cesta aktivace komplementu	srážlivá krev	4,9 ml	04.1935 aktivátor srážení gel	hnědá

* Speciální vyšetření prováděné až po domluvě s laboratoří na tel. čísle 543 183 137.

Další informace o odběru biologického materiálu viz příloha Laboratorní příručky č. 2 Odběry a transport biologického materiálu Oddělení laboratorní imunologie, Ústav klinické imunologie a alergologie.